




Defibrylator treningowy AED MINI XFT-D0009

Instrukcja użytkowania w języku polskim

Opis produktu

Defibrylator treningowy AED MINI XFT-D0009 został zaprojektowany, aby efektywnie wspomóc naukę potencjalnych użytkowników Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego (AED). Urządzenie treningowe pomaga przyszłym użytkownikom AED przyswoić podstawowe umiejętności potrzebne do zastosowania urządzenia AED w razie konieczności. Nie posiada możliwości zasilania wysokim napięciem, co zapewnia bezpieczeństwo podczas treningu. Jest zgodny z najnowszymi wytycznymi. Urządzenie jest bardzo małe i wygodne w przenoszeniu. Urządzenie posiada funkcję transmisji głosu oraz wyświetlacz LED (instrukcje obsługi, kierunek elektrod, instrukcje dotyczące wstrząsów, znaki ostrzegawcze). Kiedy przetączyysz przetączynnik, może on symulować podłączone lub niepodłączone elektrody. Urządzenie posiada komunikaty głosowe i sygnalizację LED podczas dwuminutowej przerwy w resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Wskazówka dźwiękowa: odstęp do 0,6 sekundy wydaje sygnał dźwiękowy 200 razy. Światło miga zgodnie z częstotliwością dźwięku.

Obsługa urządzenia



1. Przycisk włącz/wyłącz

Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie należy nacisnąć i przytrzymać przycisk przez 3 sekundy.

2. Gniazdo elektrod

Wsadź wtyczkę elektrod do gniazda. Dioda LED wskazuje miejsce gniazda. Dioda jest zastonięta, gdy wtyczka elektrod jest podłączona prawidłowo do gniazda.

3. Ikona przycisku wstrząsu z migającą na pomarańczowo diodą LED

Informuje, że urządzenie jest gotowe na wstrząs.

4. Ikona podłączenia elektrod z migającą na czerwono diodą LED

Informuje, by podłączyć elektrody do urządzenia i przymocować je do klatki piersiowej pacjenta.

5. „Nie dotykaj pacjenta” – ikona z migającą na czerwono diodą LED

Ostrzega o tym, że nikomu nie wolno dotykać pacjenta w określonych momentach, np. podczas analizy rytmu, w momencie zalecenia defibrylacji, podczas ładowania i wykonywania defibrylacji.

6. Wskaźnik stanu z zieloną diodą LED

Informuje o dobrym stanie urządzeń lub ostrzega w przypadku ich nieprawidłowego działania.

7. Wskaźnik baterii z czerwoną diodą LED

Wskazują niski stan baterii.

Instrukcja obsługi

1. Włącz defibrylator treningowy.

Otwórz komorę baterii zgodnie z kierunkiem strzałki i włóż 2 baterie AAA. Naciśnij przycisk zasilania „Boot”, zaświeci się kontrolka „Shock”, a głośnik wyda sygnał dźwiękowy przez 3 sekundy, a następnie włączy transmisję głosową. Po uruchomieniu urządzenia, w każdej chwili możesz je wyłączyć naciskając przycisk.

2. Podłącz elektrody.

- a.** Wyjmij elektrody treningowe, podłącz przewód z elektrodami i włóż złącze do migającego gniazda pomarańczowej diody LED.
- b.** Umieść elektrody w odpowiednim miejscu manekina.
- c.** Wskaźnik elektrod: Elektroda nie jest podłączona, kontrolki migają (świecą przez 0,5 sekundy, 0,5 sekundy nie świecą), elektrody podłączone, świecą na zewnątrz. Jeśli elektrody po uruchomieniu nie są dobrze podłączone, odtwórz głos (A). Jeśli elektrody są dobrze podłączone, głos w trybie wprowadzania.
- d.** Nie zginaj i nie rozciągaj elektrod nadmiernie. Przytrzymaj złącze elektrod podczas wyciągania go z defibrylatora.

Skrypt komunikatów głosowych:

1. Tryb głosu:

Analiza rytmu serca – (stop 2 s.) – Nie dotykaj pacjenta. – (stop 5 s.) – Zalecany jest wstrząs. – (stop 2 s.) – Ładowanie. – (stop 2 s.) – Trzymaj się z dala od pacjenta. – (stop 2 s.) – Wykonaj wstrząs teraz, naciśnij pomarańczowy przycisk teraz. (Światła wstrząsowe migają, dźwięk alarmu, naciśnij przycisk wstrząsu).

Jeśli naciśniesz przycisk wstrząsu:

Wstrząs dostarczony. – (stop 2 s.) – Rozpocznij resuscytację. – (2-minutowa przerwa) – Analiza rytmu serca. – (stop 2 s.) – Nie dotykaj pacjenta. – (stop 2 s.) – Nie zaleca się szoku. – (stop 2 s.) – Jeśli to konieczne, rozpocznij resuscytację. – (2-minutowa przerwa) – (Od zera cyklu).

Jeśli nie, naciśnij przycisk wstrząsu:

(stop 6 s.) – Wykonaj wstrząs teraz, naciśnij pomarańczowy przycisk teraz. – (stop 6 s.) – Wykonaj wstrząs teraz, naciśnij pomarańczowy przycisk teraz. – (stop 2 s.) – Przycisk defibrylacji nie został wciśnięty. – (stop 2 s.) – Jeśli to konieczne, rozpocznij resuscytację. – (2-minutowa przerwa) – (Cykl od zera: Jeśli nie naciśnięto przycisku wstrząsu, następuje automatyczne wyłączenie po 5 cyklach).

2. Głos (A)

Przyłóż elektrody do odsoniętej klatki piersiowej pacjenta – (stop 1 s.) – Podłącz złącze elektrod obok migającego światła – (stop 5 s.) – Nałożyć elektrody, włożyć wtyczkę. – (stop 10 s.) – Nałożyć elektrody, włożyć wtyczkę. – (stop 10 s.) – Nałożyć elektrody, mocno włożyć złącze. – (stop 10 s.) – Nałożyć elektrody, mocno włożyć złącze. – (stop 10 s.) – Nałożyć elektrody, mocno włożyć złącze. – (stop 10 s.) – Słaby kontakt elektrod. – (stop 2 s.) – Wymień elektrody. – (Cykl drugi, automatyczne wyłączenie po 8 minutach.)

3. Dodatek (akapity głosowe)

a. Elektrody nie są podłączone. Głos:

Nałożyć podkładki na odsoniętą klatkę piersiową pacjenta.
Podłącz złącze elektrod obok migającego światła.
– (stop 5 s.) – Nałożyć elektrody, włożyć wtyczkę. (stop 10 s.)
– Nałożyć elektrody, włożyć wtyczkę. – (stop 10 s.) – Nałożyć elektrody, mocno włożyć złącze. – (stop 10 s.) – Nałożyć elektrody, mocno włożyć złącze. – (stop 10 s.) – Nałożyć elektrody, mocno włożyć złącze. – (stop 10 s.) – Słaby kontakt elektrod. – (stop 2 s.) – Wymień elektrody.
– (cykl drugi, automatyczne wyłączenie po 8 minutach.)

b. Analiza rytmu głosu pacjenta:

Analiza rytmu serca – (stop 2 s.) – Nie dotykaj pacjenta.

c. Głos defibrylacji:

- (stop 5 s.) – Zalecany jest wstrząs. – (stop 2 s.) – Ładowanie
– (stop 2 s.) – Trzymaj się z dala od pacjenta. – (stop 2 s.) –
C1. Wykonaj wstrząs teraz, naciśnij pomarańczowy przycisk teraz.

d. Defibrylacja zakończona, głos pauzy na dwie minuty:

Wstrząs dostarczony – (stop 2 s.) – W razie potrzeby rozpocznij resuscytację – (2-minutowa przerwa) –
D1. Defibrylacja zakończona, głos pauzy na dwie minuty:
Wstrząs dostarczony – (stop 2 s.) – Rozpocznij resuscytację.
– (2-minutowa przerwa).

e. Nie zaleca się defibrylacji, 2-minutowa pauza:

- (stop 2 s.) – Nie zaleca się szoku. – (stop 2 s.) – Jeśli to konieczne, rozpocznij resuscytację – (2-minutowa przerwa).

f. Przypomnienie, aby nacisnąć klawisz defibrylacji:

F0: (stop 6 s.) – Wykonaj wstrząs teraz, naciśnij pomarańczowy przycisk teraz. – (stop 6 s.) – Wykonaj wstrząs teraz, naciśnij pomarańczowy przycisk teraz. – (stop 6 s.) –

F1: Przycisk defibrylacji nie został wciśnięty. – (stop 2 s.) – W razie potrzeby rozpocznij resuscytację. – (2-minutowa przerwa).

g. Głos dotyczący słabego połączenia elektrod:

Natożyć elektrody, włożyć wtyczkę. – (stop 10 s.) – Natożyć elektrody, włożyć wtyczkę. – (stop 10 s.) – Natożyć elektrody, mocno włożyć złącze. – (stop 10 s.) – Natożyć elektrody, mocno włożyć złącze. – (stop 10 s.) – Natożyć elektrody, mocno włożyć złącze. – (stop 10 s.) – Słaby kontakt elektrod. – (stop 2 s.) – Wymień elektrody (cykl drugi, automatyczne wyłączenie po 8 minutach).

Wskazówki dotyczące przechowywania

Konserwacja elektrod

- Utrzymuj żelową stronę elektrod w czystości i wolną od kurzu.
- Po użyciu przyklej elektrody w oryginalnym opakowaniu.
- Nie używaj żadnej innej osłony. Jeśli przyczepność elektrod spadnie z powodu kurzu itp., użytkownicy mogą umyć je niewielką ilością wody palcami przez kilka sekund, ich przyczepność powróci po wyschnięciu, ale jeśli użytkownicy umyją elektrody zbyt dużą ilością wody, spowoduje to ich złą jakość przyczepności.
- Nie wycieraj żelowej strony elektrod papierem ani szmatką.
- Nie zdrapuj żelowej strony elektrod paznokciem i pędzelkiem.
- Elektrody można ponownie wykorzystać około 100 razy.
- Nie myj często elektrod i nie używaj detergentu ani gorącej wody.
- Nie przechowuj elektrod w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wysoką temperaturę i wilgotność, nadmierne zapylenie i żrące gazy.

Konserwacja głównego urządzenia

- Utrzymuj główne urządzenie w czystości.
- Po wyłączeniu zasilania pamiętaj o wyjęciu złącza elektrod z głównego urządzenia.
- Jeśli defibrylator treningowy jest zabrudzony, użyj miękkiej wilgotnej szmatki lub neutralnego detergentu lub delikatnie wytrzyj. W razie potrzeby wyczyść lub wysterylizuj szmatką nasączoną środkiem medycznym alkohol (maksymalne stężenie 75%). Nie czyść go innymi lotnymi materiałami.

Do czyszczenia używaj wyłącznie wilgotnej, nieściernej szmatki. Nie pozwól, aby ciecz, np. woda, dostała się do defibrylatora.

Składowanie

- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w warunkach środowiskowych (temperatura i wilgotność) odbiegających od podanych.
- Trzymaj urządzenia z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego.
- Nie przechowuj urządzenia w miejscach narażonych na duże wahania temperatury i silne wibracje.
- Nie przechowuj urządzenia w miejscach o niebezpiecznym stężeniu gazów płomieniowych lub środków znieczulających.
- Nie przechowuj urządzenia w miejscach narażonych na duże stężenie proszku.

Specyfikacje i zawartość produktu

Nr modelu: XFT-D0009

Nazwa: Defibrylator treningowy AED MINI XFT-D0009

Zasilanie: DC3.0V (2*AAA Battery)

Rozmiar produktu: 100*80*18mm

Natężenie: V20uA Max

Max natężenie: <350mA

Produkt zawiera

Nr	Zawartość	Ilość	Jednostka
1	Główne urządzenie	1	szt.
2	Przewód elektrod	1	szt.
3	Elektrody	2	pary (dla dorosłych i dla dzieci)
4	Instrukcja obsługi	1	szt.
5	Pudełko	1	szt.