

Tempshield

P.O. Box 199 Mt. Desert, ME 04660 USA

www.tempshield.com

Ogłoszenie o Stosowaniu: **Rękawice Cryo-Gloves®**

Data wydania: 2019.09.10 Wer.: I

Informacja o użyciu: Rękawice Cryo-Gloves® to wielowarstwowe rękawice kriogeniczne zaprojektowane do tego, aby zapewnić wysoki poziom ochrony rąk i ramion przed ekstremalnie niskimi temperaturami w zimnych warunkach pracy i przed przenikaniem chłodu przez bezpośredni kontakt z zimnymi przedmiotami. Rękawice są przeznaczone do różnych zastosowań i szerokiego zakresu sytuacji, w których wymagana jest trwałość rękawic.

- Rękawice powinny być luźno dopasowane, aby zapewnić maksymalną wydajność i możliwość szybkiego zdejmowania w niebezpiecznych sytuacjach.
- Zdejmowanie awaryjne odbywa się poprzez potrząśnięcie ręką ku dołowi w dół siłą.
- Właściwe pasuje ma wpływ na działać poprawnie — dopasowanie zbyt ciasne prowadzi do utraty ciepła.
- Wybierz odpowiednią długość rękawicy dla twojego pracy.
- Regularnie sprawdzaj stan rękawic i wymień je, jeśli są przedziurawione, uszkodzone lub znacznie zużyte.

Ograniczenia użytkowania: Maksymalny czas ekspozycji na bardzo niskie temperatury zależy od wielu zmiennych, w tym warunków atmosferycznych, wykonywanego zadania i fizjologii użytkownika. Strumień termiczny przepuszczany przez rękawicę jest wystarczająco niski, aby zapewnić użytkownikowi czas wystarczający do bezpiecznego wyjścia z niebezpiecznej sytuacji.

Ostrzeżenie:

- Rękawice nie są przeznaczone do zanurzenia w płynach kriogenicznych.
- Te rękawice nie są całkowicie wodoodporne. Podczas pracy z cieczami kriogenicznymi należy nosić wodoodporne rękawice Cryo-Gloves®.
- Rękawice charakteryzują się niską absorpcją pary i małym odparocąć potu, dlatego należy je używać przez krótkie okresy czasu.
- Nie służą do ochrony przed wysokimi temperaturami. Nie używać w pobliżu otwartego ognia lub źródeł zapłonu.

Instrukcje konserwacji: Przechowywać w czystym i suchym miejscu. Nie przechowywać pod ciężkimi przedmiotami, które mogłyby zgnieść izolację.

Nie prac w prasce ani nie suszyć mechanicznie*. 



* Rękawice Cryo-Gloves® nie zostały poddane testowi prania CE.

Dezynfekcja: Aby zachować właściwości rękawic Cryo-Gloves® w zakresie ochrony przed zimnem, nie należy ich sterylizować w autoklawie.

Opakowanie: Rękawice Cryo-Gloves® są pakowane parami w torebkach foliowych

Transport: do transportu pakowane osobno pary rękawic są dodatkowo pakowane w odpowiedni karton spełniający wszystkie odpowiednie wymagania transportowe.

Rękawice Cryo-Gloves® spełniają wszystkie podstawowe wymagania BHP określone w rozporządzeniu PPE (UE) 2016/425. Są ergonomicznie zaprojektowane, pozbawione czynników ryzyka oraz czynników uciążliwych, nie zawierają materiałów, o których wiadomo, że powodują alergie lub zagrożenie dla zdrowia, i są wygodne przy dłuższym noszeniu.



Parametry: EN 511:2006	Poziom	Parametry: EN 420:2003 + A1:2009	Poziom	Parametry: EN 388:2016	Poziom	Parametry: Zanurzenie w ciepłym azocie MR 019
Zimno konwekcyjne	3 *	pH	Zdać	Odporność na ścieranie	1*	Średni czas dotyczący wewnętrznej rękawicy spadek temperatury z 35°C do 5°C = 71,5 s
Zimno kontaktowe	2 *	Rozmiarówka ..	8-9-10-11-12-13 **	Odporność na przecięcie	2 Zdać
Nieprzenikalność wody	X	Zręczność	2	Odporność na rozdarcie	2	
Elastyczność	Zdać	** Rozmiary zgodne z normą na podstawie decyzji eksperta.		Odporność na przebicie	3	
Elastyczność przy ekstremalnie niskich temperaturach	Zdać					

* Testy potwierdzają poziom 3 zimna konwekcyjnego oraz poziom 2 zimna kontaktowego, ale w przypadku poziomu 1 odporności na ścieranie dopuszczalne jest zareportowane wyłącznie poziomu 1 w odniesieniu do zimna.

Rękawice Cryo-Gloves® Dostępne modele i rozmiary:

Model Rozmiar: USA EN 420			Model Rozmiar: USA EN 420			Model Rozmiar: USA EN 420			Model Rozmiar: USA EN 420		
Długość nadgarstka			Długość przedramienia			Długość łokcia			Długość ramienia		
WRS	S	8	MAS	S	8	EBS	S	8	SHS	S	8
WRM	M	9	MAM	M	9	EBM	M	9	SHM	M	9
WRL	L	10	MAL	L	10	EBL	L	10	SHL	L	10
WRXL	XL	11	MAXL	XL	11	EBXL	XL	11	SHXL	XL	11
WRXXL	XXL	12	MAXXL	XXL	12	EBXXL	XXL	12	SHXXL	XXL	12
WR3XL	3XL	13	MA3XL	3XL	13	EB3XL	3XL	13	SH3XL	3XL	13

Zachowaj ten dokument dla odnosić się. O dodatkowe kopie można poprosić dział obsługi klienta, pisząc na adres e-mail: info@tempshield.com. Kopie deklaracji zgodności UE można uzyskać pod następującym adresem: <https://tempshield.com/pages/eu-declaration-of-conformity>.



Badanie typu UE zostało przeprowadzone przez firmę ASOCIACION DE INVESTIGACION DE LA INDUSTRIA TEXTIL Plaza Emilio Sala, 1 E-03801 ALCOY (ALICANTE) Hiszpania Nr jednostki notyfikowanej 0161



Nadzór modułu D prowadzony jest przez Shirley Technologies LTD (nazwa handlowa: BTTG) Unit 6, Wheel Forge Way, Trafford Park, Manchester M17 1EH Wielka Brytania Nr jednostki notyfikowanej 0338

PL