

# AED LIFELINE VIEW, PRO

NOWY KROK W DEFIBRYLACJI AED



DEFIBRYLATOR  
LIFELINE VIEW AED



DEFIBRYLATOR  
LIFELINE PRO AED



NAJLEPSZA KONSTRUKCJA  
WŚRÓD URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH  
ROKU 2011

Rodzina defibrylatorów Lifeline powiększyła się o trzy najnowsze modele AED o najbardziej zaawansowanej technologii:

**Defibrylator Lifeline View AED** to pierwszy i jedyny na rynku AED z interaktywnym kolorowym wyświetlaczem, obrazującym jak wykonywać poszczególne czynności w kolejnych krokach BLS/AED.

**Defibrylator Lifeline PRO** oprócz trybu AED posiada dodatkowo możliwość wykonywania defibrylacji manualnej i monitorowanie krzywej EKG.

Niezwykle mocna obudowa, solidna konstrukcja – testowane przez Armię Amerykańską.

Rewelacyjny system utrzymujący urządzenia w pełnej gotowości do użycia.

**DEFIBRYLACJA**

# AED LIFELINE VIEW, PRO

NOWY KROK W DEFIBRYLACJI AED

## Interaktywny kolorowy wyświetlacz LCD

W każdym z nowych modeli Lifeline, defibrylator w trybie AED w sposób głosowy i graficzny prowadzi przez kolejne kroki resuscytacji.



## Defibrylacja w trybie ręcznym

Defibrylator Lifeline PRO pozwala profesjonalnym ratownikom w pełni kontrolować defibrylację w trybie manualnym, w tym decydować o zakresie podawanej energii lub wykonaniu defibrylacji.



## Wbudowany metronom


W trakcie akcji ratowniczej, może się zdarzyć, że ratownik nie będzie pamiętał ile wykonał ucisków klatki piersiowej i ile czasu trwa resuscytacja. Wszystkie defibrylatory Lifeline posiadają wbudowany metronom, który w sposób akustyczny narzuca tempo prawidłowego masażu serca i odlicza czas jaki pozostał do ukończenia kolejnego cyklu resuscytacji.

## Ergonomiczna konstrukcja – uhonorowana licznymi nagrodami

Nowe modele Lifeline są jeszcze mniejsze i niezwykle lekkie - waży zaledwie 1.4 kg - reprezentują najnowszą generację defibrylatorów, które zdobyły liczne nagrody za najlepszą konstrukcję w zakresie innowacji technologicznych.

## Ciągła gotowość do użycia

Kiedy pojawi się nagłe zatrzymanie krążenia, trzeba działać natychmiast. Ratownik musi być pewien sprawności urządzenia, którego użyje w trakcie działań ratowniczych. Większość AED tylko sygnalizuje, pojawiający się problem. Defibrylatory Lifeline nie tylko sygnalizują problem ale jednym naciśnięciem bez ponownego uruchamiania urządzenia, pokażą na ekranie wszystkie istotne informacje, niezbędne do utrzymania urządzenia w ciągłej gotowości do użycia.



## Odporność i wytrzymałość

Defibrylatory Lifeline zajmują czołowe miejsce również pod względem testów wytrzymałościowych i norm jakie spełniają w bardzo trudnych warunkach środowiskowych, były między innymi testowane przez Armię Amerykańską.

## Możliwość wyboru protokołu resuscytacji

Niektórzy ratownicy odczuwają opór przed wykonaniem sztucznej wentylacji. Dlatego urządzenie daje możliwość wyboru protokołu resuscytacji zgodnie z wytycznymi ERC 2010: prowadzenie ucisków klatki piersiowej z wentylacją i bez wentylacji pacjenta.

