

PRZYŁBICA KRÓTKA NA USZY

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

PRZEZNACZENIE

Przyłbica chroniąca przed zachlapaniem i kontaktem czynników szkodliwych z twarzą. Zmniejsza ryzyko związane z zakażeniami przenoszonymi drogą kropelkową, chroni przed działaniem mało szkodliwych czynników mechanicznych. Przyłbica osłania jedynie drogi oddechowe, można stosować ją w połączeniu z goglami lub okularami ochronnymi.

KONSERWACJA

Po zabrudzeniu należy wypiąć przesłonę z oprawki zdejmując uprzednio oczka blokujące. Użyć preparatu odkażającego oraz płynu do mycia z alkoholem a następnie osuszyć powierzchnię ściereczką z mikrofibry. Pozwala to na zachowanie dobrej przejrzystości przyłbicy. Przyłbica może być użyta ponownie.

OPAKOWANIE ZAWIERA

1. Oprawka przyłbicy z zamontowaną osłoną
2. Elastyczne gumki zakładane na uszy

(Do przyłbicy można stosować akcesoryjne klamierki, pozwalające na założenie gumek z tyłu głowy)

*W razie potrzeby zapoznania się z kartą charakterystyki wykorzystanych materiałów,
zostanie ona udostępiniona na prośbę posiadacza.
Prosimy o kontakt pod adresem: plastcore@plastcore.pl*



Plastcore 3D Sp. z o.o.
ul. Puławska 34 hala 23
05-500 Piaseczno
tel.: +48 695 404 402
e-mail: plastcore@plastcore.pl

ICD CE
www.icd.pl