



Laerdal

helping save lives




Resusci Baby QCPR

Wysokiej jakości szkolenie w zakresie resuscytacji niemowląt

Manekin Resusci Baby QCPR oferuje nowy poziom szkolenia w zakresie RKO niemowląt i wysokiej jakości szkolenia zespołów pracowników służb ratowniczych, aby zyskały pewność siebie potrzebną do szybkiej reakcji w stresującej sytuacji zatrzymania krążenia u niemowląt.



Precyzyjne informacje zwrotne dotyczące jakości prowadzonej resuscytacji



Zaawansowane techniki udrażniania dróg oddechowych*



Dostęp doszpikowy*

*opcjonalna funkcja

Resusci Baby QCPR + aplikacja SkillReporter - potrafi więcej

Aplikacja SkillReporter na tablety z systemem Android oraz iOS przekazuje obiektywną informację zwrotną i prowadzi dokładny pomiar wszystkich istotnych parametrów resuscytacji, dzięki czemu ratownicy udzielający pierwszej pomocy mogą ćwiczyć, aż do pełnego opanowania umiejętności.



Ustawienia niestandardowe




Precyzyjne informacje zwrotne



Widok osi czasu



Dane z sesji



Funkcja zapisu i eksportu

Główne cechy

RKO

- Aktywne informacje zwrotne dotyczące jakości RKO
- Wentylacja metodą usta-usta
- Oddechy ratownicze wykonywane z użyciem folii ochronnej, maski kieszonkowej oraz worka samorozprężalnego

Drogi oddechowe

- Realistyczne unoszenie/opadanie klatki piersiowej podczas wentylacji
- Zablokowanie dróg oddechowych – przygięcie i odchylenie głowy
- Wprowadzanie nadgłośniowych przyrządów do udrażniania dróg oddechowych¹
- Wykonywanie procedur związanych z intubacją dotchawiczą¹

¹ przy konfiguracji głowy Airway Head

Tętna

- Tętno na tętnicy ramiennej – generowane ręcznie
- Wklucie doszpikowe (IO)
- Techniki dostępu doszpikowego²
- Podawanie płynów²

przy użyciu opcjonalnego urządzenia do dostępu doszpikowego w nodze

Ogólne

- Nie zawiera lateksu
- Stabilne połączenie bezprzewodowe Bluetooth LowEnergy
- Akumulator z możliwością ładowania – jedno ładowanie wystarcza na około 37 godzin pracy

Precyzyjne informacje zwrotne w czasie rzeczywistym oraz podsumowanie

- Częstotliwość i głębokość uciśnień oraz relaksacja klatki piersiowej
- Czujnik wykrywający nieprawidłowe ułożenie rąk
- Częstotliwość i objętość wentylacji
- Liczba uciśnień i sztucznych oddechów
- Odsetek przerw w uciskaniu klatki piersiowej
- Przebieg czasowy RKO – w czasie rzeczywistym, po wydarzeniu oraz zapis sesji³
- Dokładne podsumowanie – szczegółowa analiza danych dotyczących uciśnień, wentylacji oraz przerw w uciskach³

³ przy użyciu SimPad PLUS ze SkillReporter lub aplikacji SkillReporter

Informacje dotyczące zamawiania

Konfiguracja Resusci Baby QCPR

Resusci Baby QCPR	161-01260
Resusci Baby QCPR z głową	
Airway Head	162-01260

Akcesoria

Noga z dostępem doszpikowym Baby	083200
----------------------------------	--------

Opcje narzędzi do podawania informacji zwrotnych

SimPad PLUS ze SkillReporter	206-300XX
SkillGuide	170-30050
Aplikacja SkillReporter	Tablet – Android/iOS

Materiały eksploatacyjne

Jednorazowe pełne drogi oddechowe, 5 szt. ⁴	161-10550
Jednorazowe płuco, 10 szt.	161-10005
Wymienna wkładka do nogi z dostępem doszpikowym, 5 szt.	082305

⁴ Nie do użytku w konfiguracji z głową Airway Head



SimPad PLUS z oprogramowaniem SkillReporter

Informacje zwrotne na temat jakości RKO na wzmocnionym tablecie SimPad PLUS opracowanym specjalnie dla firmy Laerdal. Dodatkowe funkcje to m.in. tryb zespołowy RKO oraz możliwość podłączenia ShockLink.



SkillGuide

Mały i przenośny SkillGuide to działające w trybie plug-and-play przewodowe narzędzie do przekazywania informacji zwrotnych, które można wykorzystać podczas szkolenia oddzielnie lub jako uzupełnienie aplikacji SkillReporter i SimPad PLUS z oprogramowaniem SkillReporter.



Laerdal
helping save lives